



TARGET

Keep Antibiotics Working



كيفية جمع عينة بول باستخدام الفوط أو أكياس جمع البول

للرضع والأطفال الصغار

أكياس جمع البول



1

اغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل جمع العينة وبعد جمعها.




2

نظّفوا المنطقة التناسلية للطفل وجفّفوها.




3

تّبّثوا الكيس بإحكام على الجلد حول الأعضاء التناسلية، ثم ألبسوا الطفل حفاظًا.



4

عندما ينتهي الطفل من التبول، اغسلوا أيديكم، ثم أزيلوا الكيس برفق، واقطعوا إحدى زواياه، واسكبوا البول في الوعاء المعقم. احرصوا على ألا يلامس الكيس من الوعاء الجزء الداخلي.



5


ضعوا الغطاء على الوعاء فورًا، وأحكموا إغلاقه جيدًا.

فوط جمع البول



1

نظفوا أيديكم قبل جمع العينة وبعد جمعها.




2

ضعوا الفوطة داخل الحفاض، وألبسوا الطفل الحفاض كالمعتاد. افحصوا الفوطة كل 10 دقائق للتأكد مما إذا كانت قد ابتلت. لا تتركوا الفوطة داخل الحفاض لأكثر من 30 دقيقة، لأن ذلك يزيد خطر دخول الجراثيم إلى العينة.




3

ابدأوا العملية من جديد باستخدام فوطة جديدة كل 30 دقيقة، أو إذا تبرز الطفل، انتظروا إلى أن يتبول على إحداها.



4

اغسلوا أيديكم قبل إزالة الفوطة. استخدموا المحقنة المرفقة لسحب البول من الفوطة ونقله إلى الوعاء المعقم. لا تلمسوا الجزء الداخلي من الوعاء بالمحقنة.



5

ضعوا الغطاء على الوعاء فورًا، وأحكموا إغلاقه جيدًا.



6

لا تستخدموا القطن الطبي أو الشاش أو أي فوط أخرى، لأنها قد تؤثر في نتائج الفحص.

أمور عامة

- يجب تنظيف المنطقة التناسلية للطفل وتجفيفها قبل جمع العينة.
- اغسلوا أيديكم دائماً بالماء والصابون قبل جمع عينة البول وبعد جمعها.
- لا تفتحوا الوعاء المعقم إلا عندما تكونوا مستعدين لجمع العينة.
- لا تستخدموا القوط أو الأكياس إلا إذا زوّدكم بها أخصائي الرعاية الصحية
- وشرح لكم طريقة استخدامها. واحرصوا على اتباع جميع التعليمات التي يقدمها لكم.
- تجنّبوا لمس الجزء الداخلي من الوعاء، واحرصوا على ألا تلامس المنطقة التناسلية للطفل أي جزء منه.
- ضعوا الملصق على الوعاء قبل جمع العينة إذا طلب منكم أخصائي الرعاية الصحية ذلك

معلومات موجزة

لماذا يجب اتباع التعليمات بعناية عند استخدام أدوات جمع عينة البول؟
يساعد اتباع الخطوات على نحو صحيح على منع دخول الجراثيم إلى العينة، كي تزداد موثوقية النتائج.

هل يمكنني استخدام مرطبان أو وعاء من المنزل؟

يجب استخدام الوعاء الذي زوّدكم به أخصائي الرعاية الصحية لجمع العينة.

هل يهمل وقت جمع العينة؟

حاولوا جمع العينة في وقت قريب قدر الإمكان من موعدكم، وذلك للحصول على عينة بأفضل جودة ممكنة.

نصائح لإرجاع عينة البول

✓ أعيّدوا العينة بسرعة. خذوها إلى أخصائي الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن، ويفضّل أن يكون ذلك خلال ساعتين.

✓ احفظوا العينة باردة إذا لم تتمكنوا من تسليم العينة بسرعة، فضعوها في كيس بلاستيكي واحفظوها في الثلاجة إلى أن تتمكنوا من تسليمها.

✓ تحققوا من مواعيد تسليم العينات اسألوا عن آخر موعد لتسليم العينة، كي تصل العينة إلى المختبر في اليوم نفسه.

✓ استخدموا أوعية معقّمة خاصة.

تحتوي بعض الأوعية على مسحوق حافظ وخط محدد لمستوى التعبئة. حاولوا ملء الوعاء حتى الخط المحدد، لكن إذا تعدّ ذلك، فاجمعوا أكبر قدر ممكن من البول.



امسحوا الرمز
هنا لمزيد من
المعلومات