



TARGET


Keep Antibiotics Working





પેડ અથવા સંગ્રહ થેલીનો ઉપયોગ કરીને પેશાબનો નમૂનો કેવી રીતે એકત્રિત કરવો

બાળકો અને નાના બાળકો માટે

પેશાબ સંગ્રહ થેલી

1  તમારા ધોવા નમૂના લેતા પહેલા અને પછી સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોવા.	2  બાળકના ગુમાંગ વિસ્તારને સાફ કરો અને સૂકવો.	3  થેલીને ગુમાંગની આસપાસની ત્વચા પર સુરક્ષિત રીતે ચોટાડો, પછી ડાયપર મૂકો.	4  જ્યારે બાળક પેશાબ કરવાનું સમાપ્ત કરે, ત્યારે તમારા હાથ ધોઈ લો, ધીમેધીમે થેલી કાઢી નાખો, એક ખૂણો કાપીને જંતુરહિત પાત્રમાં પેશાબ (પેશાબ) રેડો. થેલીને અંદરથી સ્પર્શવા ન દો પાત્રની	5  પાત્રને તરત જ ઢાંકણ મૂકો અને તેને સુરક્ષિત રીતે કડક કરો.
--	---	---	--	---

પેશાબ સંગ્રહ પેડ

1  તમારા હાથ સાફ કરો એકત્રીકરણ પહેલાં અને પછી નમૂના.	2  પેડને અંદર મૂકો ડાયપર પહેરો અને બાળકને તે હંમેશાની જેમ પહેરાવો. પેડ ભીનું છે કે નહીં તે જોવા માટે દર 10 મિનિટે તપાસો. 30 મિનિટથી વધુ સમય માટે પેડ અંદર ન રાખો, કારણ કે તેનાથી નમૂનામાં જંતુઓ પ્રવેશવાનું જોખમ વધે છે.	3  પ્રક્રિયા ફરીથી શરૂ કરો દર 30 મિનિટે એક નવું પેડ, અથવા જો બાળકને મળ હોય, તો બાળક એક પર પેશાબ ન કરે ત્યાં સુધી.
4  પેડ કાઢતા પહેલા તમારા હાથ ધોઈ લો. પેડમાંથી પેશાબ કાઢવા અને તેને જંતુરહિત પાત્રમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માટે આપેલી સિરીજનો ઉપયોગ કરો. સિરીજથી પાત્રની અંદરના ભાગને સ્પર્શ કરશો નહીં.	5  ઢાંકણ લગાવો પાત્રને તરત જ બંધ કરો અને તેને સુરક્ષિત રીતે કડક કરો	6  કપાસનો ઉપયોગ કરશો નહીં ઊન, ગોઝ અથવા અન્ય કોઈપણ પેડ, કારણ કે તે પરીક્ષણ પરિણામોને અસર કરી શકે છે.

સામાન્ય મુદ્દાઓ

- નમૂનો લેતા પહેલા બાળકના ગુમાંગોને સાફ કરો અને સૂકવો.
- પેશાબના નમૂના લેતા પહેલા અને પછી હંમેશા તમારા હાથ સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લો.
- જંતુરહિત પાત્ર ખોલશો નહીં જ્યાં સુધી તમે નમૂના લેવા માટે તૈયાર ન થાઓ.
- જો તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાએ તમને

પેશાબ અથવા થેલી આપી હોય અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે સમજાવ્યું હોય તો જ તેનો ઉપયોગ કરો. તેઓ આપેલી કોઈપણ સૂચનાઓનું પાલન કરો.

- પાત્રની અંદરના ભાગને સ્પર્શ કરવાનું ટાળો, અને બાળકના ગુમાંગને તેના કોઈપણ ભાગને સ્પર્શ કરવા દેવાનું ટાળો.
- જો તમારા આરોગ્યસંભાળ વ્યવસાયીએ તમને નમૂના લેવાનું કહ્યું હોય તો નમૂના લેતા પહેલા પાત્ર પર લેબલ લગાવો.

સારાંશ માહિતી

પેશાબના નમૂના લેવા માટે ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતી વખતે મારે સૂચનાઓનું કાળજીપૂર્વક પાલન શા માટે કરવું જોઈએ?

પગલાંઓનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવાથી જંતુઓ નમૂનામાં પ્રવેશતા અટકાવવામાં મદદ મળે છે, જે પરિણામોને વધુ વિશ્વસનીય બનાવે છે.

શું હું જાર અથવા પાત્રનો ઉપયોગ કરી શકું છું ઘરેથી?

નમૂના લેવા માટે તમારે તમારા આરોગ્યસંભાળ વ્યવસાયિકે આપેલા પાત્રનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

શું હું જ્યારે

નમૂનો એકત્રિત કરું છું ત્યારે શું વાંધો પડે છે?

શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા નમૂના મેળવવા માટે શક્ય તેટલી નજીકથી તમારી મુલાકાતની નજીક નમૂના એકત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરો.

વધુ માહિતી માટે
અહીં સ્કેન કરો



પરત કરવા માટેની ટિપ્સ પેશાબનો નમૂનો

- ✓ નમૂનો ઝડપથી પરત કરો શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેને તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા પાસે લઈ જાઓ - આદર્શ રીતે બે કલાકની અંદર.
- ✓ તેને ઠંડુ રાખો જો તમે નમૂના ઝડપથી પહોંચાડી શકતા નથી, તો તેને પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં મૂકો અને જ્યાં સુધી તમે તે ન કરી શકો ત્યાં સુધી તેને ફ્રિજમાં રાખો.
- ✓ ડ્રોપ-ઓફ સમય તપાસો નમૂના તે જ દિવસે પ્રયોગશાળામાં પહોંચી શકે તે માટે છેલ્લો ડ્રોપ ઓફ સમય ક્યારે છે તે પૂછો.
- ✓ વિશેષ ઉપયોગ કરો જંતુરહિત પાત્ર કેટલાક પાત્રમાં પ્રિઝર્વેટિવ પાવડર અને ચિહ્નિત ભરણ લાઇન હોય છે. લાઇનમાં ભરવાનો પ્રયાસ કરો, પરંતુ જો તમે ન કરી શકો, તો શક્ય તેટલું પેશાબ એકત્રિત કરો.