



TARGET

Keep Antibiotics Working



Vizeletminta gyűjtése betét vagy vizeletgyűjtő zacskó segítségével csecsemőktől és kisgyermekektől

Vizeletgyűjtő tasakok



1

Mossa meg a kezét szappannal és vízzel mintavétel előtt és után.




2

Tisztítsa meg és törölje szárazra a gyermek nemi szervének környékét.



3

Rögzítse a zacskót a nemi szervek körüli bőrhöz, majd adjon pelenkát a gyermekre.



4

Amikor a gyermek befejezte a pisilést, mosson kezet, óvatosan távolítsa el a tasakot, vágja le a sarkát, és öntse a vizeletet a steril tartályba. Ne engedje, hogy a tasak hozzáérjen a mintatartó edény belsejéhez.



5


Azonnal tegye rá a fedelet a mintatartó edényre, és szorosan zárja le.

Vizeletgyűjtő betétek




1

Mossa meg a kezét a mintagyűjtés előtt és után.




2

Helyezze a betétet a pelenkába, és adja rá a gyermekre a szokásos módon. Ellenőrizze a betétet 10 percenként, hogy nedves-e. Ne hagyja a betétet 30 percnél tovább bent, mert ez növeli a kórokozók mintába jutásának kockázatát.




3

30 percenként, illetve ha a gyermek közben kakilt, kezdje újra a folyamatot egy új betéttel, amíg a gyermek rá nem pisil valamelyik betétre.



4

Mossa meg a kezét, mielőtt eltávolítja a betétet. A mellékelt fecskendő segítségével szívja fel a vizeletet a betétből, majd töltsé át a steril mintatartó edénybe. Ne érintse meg a mintatartó edény belsejét a fecskendővel.



5

Tegye rá a fedelet a mintatartó edényre azonnal, és szorosan zárja le.



6

Ne használjon vattát, gézlapot, vagy egyéb betétet, mert ezek befolyásolhatják a teszt eredményét.

Általános tudnivalók

- A mintavétel előtt **tisztítsa meg és törölje szárazra a gyermek nemi szervét.**
- Vizeletminta gyűjtése előtt és után **mindig mosson kezet szappannal és vízzel.**
- **Ne nyissa ki a steril mintatartó edényt,** amíg nem áll készen a mintavételre.
- **Csak akkor használjon betétet vagy vizeletgyűjtő zacskót,** ha az egészségügyi szolgáltatója adta ezeket Önnek,
- és elmagyarázta a használatát. Kövesse az általuk adott utasításokat.
- **Ne érjen a mintatartó edény belsejéhez,** és ügyeljen arra, hogy a gyermek nemi szerve ne érjen az edény egyetlen részéhez sem.
- **A mintavétel előtt címkézze fel a mintatartó edényt,** ha az egészségügyi szakember erre kérte.

Összefoglalás

Miért fontos pontosan követni a vizeletminta gyűjtésére szolgáló eszközök használati utasítását?

Az utasítások pontos betartása segít megelőzni, hogy kórokozók kerüljenek a mintába, így a vizsgálati eredmények megbízhatóbbak lesznek.

Használhatok otthoni üveget vagy edényt?

A minta gyűjtéséhez az egészségügyi szakembertől kapott mintatartó edényt használja.

Számít, hogy mikor gyűjtöm a mintát?

A lehető legjobb minőségű minta érdekében a mintát lehetőleg az időpontjához minél közelebb gyűjtse.

További információért olvassa be



Tanácsok a vizeletminta leadásához

- ✓ **A mintát mielőbb adja le.** Minél hamarabb juttassa el egészségügyi szolgáltatójához, lehetőleg két órán belül.
- ✓ **Tárolja hűvös helyen.** Ha nem tudja rövid időn belül eljuttatni a mintát, tegye egy műanyag zacskóba, és a leadásig tárolja hűtőszekrényben.
- ✓ **Tájékozódjon a mintaleadás időpontjairól.** Kérdezze meg, meddig lehet leadni a mintát, hogy még aznap eljusson a laboratóriumba.
- ✓ **Használjon külön erre a célra készült steril mintatartó edényt.** Egyes mintatartó edények tartósítószer-port tartalmaznak, és jelölt töltési szinttel vannak ellátva. Próbálja a mintatartó edényt a jelölésig megtölteni, de ha ez nem lehetséges, gyűjtsön annyi vizeletet, amennyit csak tud.