



# TARGET

Keep Antibiotics Working



## د پیدونو یا د ادرار راتولولو کڅوړو په کارولو سره د ادرار د نمونې د راتولولو څرنگوالی


د ماشومانو او کم عمره کوچنیانو لپاره

### د ادرار راتولولو کڅوړې



**5**

د لوبښي سر  
سمدلاسه وټړئ او  
په کلکه يې وټړئ.



**4**

کله چې ماشوم ادرار بشپړ کړي، خپل  
لاسونه ومینځئ، کڅوړه په احتیاط لري  
کړئ، د هغې یوه کونج پرې کړئ او  
ادرار په سترېل لوبښي کې واچوئ. پام  
وکړئ چې کڅوړه  
د لوبښي له دننې برخې سره تماس پیدا نه  
کړي.



**3**

کڅوړه د ماشوم د  
تناسلي غړو شاوخوا  
پوستکي ته په کلکه  
وښلولئ، بیا ماشوم ته  
ډایپر (پوشک)  
وروغوندئ.



**2**

د ماشوم د تناسلي  
غړو سیمه پاکه او  
وچه کړئ.




**1**

خپل  
لاسونه د نمونې له  
راتولولو مخکې او  
وروسته په صابون  
او اوبو ښه  
ومینځئ.



**3**

دا بهیر بیا پیل کړئ او  
هر 30 دقیقې وروسته نوی پد وکاروئ، یا که ماشوم  
غایطه مواد وکړي، نو سمدلاسه نوی پد واچوئ. دا  
کار تر هغه دوام ورکړئ څو ماشوم په یوه پد کې  
ادرار وکړي.



**2**

پید د ماشوم د  
ډایپر دننه کېږدئ او ماشوم ته یې د  
معمول په څېر ورواغوندئ. هر 10 دقیقې  
وروسته پد وگورئ ترڅو معلومه کړئ چې  
لوند شوی دی که نه. پید له 30 دقیقو څخه  
زیات مه پرېږدئ، ځکه چې په دې سره د  
نمونې د ککړېدو او میکروبونو د ننوتلو  
خطر زیاتېږي.



**1**

خپل لاسونه ومینځئ.  
د ادرار د نمونې له اخیستو  
مخکې او وروسته.




**6**

له پنبې،  
پنبې وری، گاز یا له بل هر  
ډول پد څخه کار مه اخلئ،  
ځکه چې دا د ازموینې پر پایلو  
اغېز کولی شي.



**5**

د لوبښي سر  
سمدلاسه وټړئ او ښه یې  
کلک کړئ.



**4**

د پید له لري کولو مخکې خپل لاسونه ومینځئ. له ورکړل شوي  
سرنج څخه کار واخلئ، ادرار له پد څخه راوباسئ او سترېل  
لوبښي ته یې واچوئ. سرنج د لوبښي دننه برخې سره مه لگوئ.

## عمومي سپارښتنې

- او د کارولو طريقه يې درته تشرېح کړې وي. هرې هغه لارښوونې ته چې درکول کېږي، عمل وکړئ.
- د لوبښې دننې برخې ته له لاس وهلو ډډه وکړئ، او مه پرېږدئ چې د ماشوم تناسلي غړي د لوبښې له هرې برخې سره تماس پيدا کړي.
- که چيرې ستاسو روغتيايي مسلکي کس درته ويلې وي، د نمونې له راټولولو مخکې پر لوبښې لېبل ولگئ.

- د نمونې له راټولولو مخکې د ماشوم تناسلي غړي پاک او ښه وچ کړئ.
- د ادرار د نمونې له راټولولو مخکې او وروسته تل خپل لاسونه په صابون او اوبو ښه ومني.
- سترېل لوبښې تر هغه مه پرانيزئ څو چې د نمونې راټولولو ته بشپړ چمتو نه ياست.
- يوازې هغه ډډونه يا د ادرار راټولولو کڅوړې وکاروئ چې ستاسو روغتيايي خدمت وړاندي

## لنډ معلومات

ولې بايد د ادرار د نمونې د راټولولو وسايلو د کارولو پر مهال لارښوونې په دقت سره تعقيب کړم؟

د لارښوونو په سمه توگه تعقيبول د دې مخه نيسي چې ميکروبونه نمونې ته داخل شي، او په پايله کې د ازموينې پايلې لا دقيقې او باوري وي.

ايا کولی شم له کور څخه يو بوتل يا لوبښې وکاروم له کور څخه؟

تاسو بايد د نمونې د راټولولو لپاره هماغه لوبښې وکاروئ چې ستاسو روغتيايي مسلکي کس درکړی وي.

ايا مهمه ده چې نمونه

په کوم وخت کې راټوله کړم؟

هڅه وکړئ چې نمونه د خپلې ټاکل شوې ليدنې (اپواینټمنټ) وخت ته تر ټولو نږدې راټوله کړئ، ترڅو د غوره کيفيت لرونکې نمونه رلاسه شي.

د نورو معلوماتو

لپاره دلته سکين

وکړئ.



## د ادرار د نمونې د سپارلو لپاره لارښوونې

### نمونه ژر وسپارئ

نمونه ژر تر ژره خپل روغتيايي خدمت وړاندي کوونکي ته ورسوئ. غوره ده چې دا کار د نمونې له راټولولو وروسته په 2 ساعتونو کې ترسره شي.

### نمونه یخه وساتئ

که چيرې نمونه ژر نه شئ رسولای، هغه په يوه پلاستيکي کڅوړه کې واچوئ او تر سپارلو پورې يې په يخچال کې وساتئ.

### د نمونې د سپارلو وختونه وپوښئ

وپوښئ چې د نمونو د سپارلو وروستی وخت څه دی، ترڅو نمونه هماغه ورځ لابر اتوار ته ورسېږي.

### ځانگړي

### سترېل لوبښې وکاروئ.

ځينې لوبښې د ساتونکي پوډر او د ډکولو لپاره له ټاکل شوې کرښې سره وي. هڅه وکړئ چې ادرار تر ټاکل شوې کرښې پورې واچوئ، خو که دا ممکن نه وي، نو څومره چې کولی شئ هماغومره ادرار راټول کړئ.