



TARGET

Keep Antibiotics Working



Як збирати зразок сечі за допомогою вкладишів або сечоприймачів

Для немовлят та дітей молодшого віку

Сечоприймачі



1

Перед і після збором зразка вимийте руки з милом і водою.



2

Очистіть і висушіть область геніталій дитини.




3

Надійно закріпіть сечоприймач на шкірі навколо геніталій, а потім одягніть підгузник.



4

Коли дитина закінчить мочитися, вимийте руки, обережно зніміть сечоприймач, відріжте куточок і вилийте сечу у стерильну ємність. Не дозволяйте сечоприймачу торкатися внутрішньої поверхні ємності.



5


Відразу закрийте ємність кришкою та надійно закрутіть її.

Вкладиші для збору сечі



1

Перед і після збору зразка вимийте руки.




2

Покладіть вкладиш всередину підгузка і одягніть його на дитину, як зазвичай. Кожні 10 хвилин перевіряйте, чи не намок вкладиш. Не залишайте вкладиш довше ніж на 30 хвилин, оскільки це збільшує ризик зараження зразка мікроорганізмами.



3

Повторюйте процедуру, використовуючи новий вкладиш кожні 30 хвилин або після того, як дитина випорожнилася, доки дитина не помочиться на один із них.



4

Перед тим, як зняти прокладку, вимийте руки. За допомогою шприца, що входить до комплексу, зберіть сечу з прокладки та перенесіть її до стерильної ємності. Не торкайтеся внутрішньої поверхні ємності шприцом.



5

Відразу закрийте ємність кришкою та надійно закрутіть її.



6

Не використовуйте вату, марлю чи будь-які інші тампони, оскільки вони можуть вплинути на результати аналізу.

Загальні рекомендації

- Перед забором зразка **слід очистити та просушити геніталії дитини.**
- **Завжди мийте руки з милом і водою до та після забору зразка сечі.**
- **Не відкривайте стерильну ємність, доки не будете готові провести забір зразка.**
- **Використовуйте вкладиші або сечоприймачі лише тоді, якщо ваш лікар надав**

їх вам і пояснив порядок їх застосування. Дотримуйтесь усіх отриманих інструкцій.

- **Не торкайтеся внутрішньої поверхні ємності та не допускайте, щоб геніталії дитини торкалися будь-якої її частини.**
- Якщо медичний працівник попросив вас, **підпишіть ємність перед збором зразка.**

Зведена інформація

Чому під час використання засобів для забору зразка сечі потрібно ретельно дотримуватися інструкцій?

Правильне виконання всіх кроків запобігає потраплянню мікроорганізмів у зразок, що робить результати більш надійними.

Чи можна використовувати банку

або іншу ємність з дому?

Для забору зразка слід використовувати ємність, яку ви отримали від медичного працівника.

Чи має значення, коли саме відбирати зразок?

Намагайтеся збирати зразок якомога ближче до призначеного часу прийому, щоб забезпечити найкращу якість зразка.

Поради щодо здачі зразка сечі

- ✓ **Швидше здайте зразок**
Якнайшвидше віднесіть його до лікаря – бажано протягом двох годин.
- ✓ **Зберігайте зразок у прохолодному місці**
Якщо неможливо швидко здати зразок, покладіть його в поліетиленовий пакет і зберігайте в холодильнику, доки не з'явиться така можливість
- ✓ **Перевірте години прийому зразків**
Дізнайтеся, до якої години можна здати зразок, щоб він потрапив до лабораторії того ж дня.
- ✓ **Використовуйте спеціальні стерильні ємності**
У деяких ємностях міститься порошок-консервант та позначена лінія наповнення. Спробуйте наповнити ємність до цієї лінії, але якщо це не вдається, просто зберіть стільки сечі, скільки зможете.

Відскануйте тут для додаткової інформації

