





TARGET

Keep Antibiotics Working





پیڈ یا پیشاب جمع کرنے والے بیگ کی مدد سے پیشاب کا نمونہ لینے کا طریقہ شیرخوار بچوں اور چھوٹے بچوں کے لیے

پیشاب جمع کرنے والے بیگ

 1 نمونہ لینے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے دھوئیں۔	 2 بچے کی شرم گاہ کو صاف کر کے اچھی طرح خشک کریں۔	 3 بیگ کو بچے کے شرم گاہ کے ارد گرد جلد پر اچھی طرح چپکا دیں، پھر ڈانپر پہنا دیں۔	 4 جب بچہ پیشاب کر لے تو اپنے ہاتھ دھوئیں، بیگ کو آستگی سے اتاریں، ایک کونا کٹیں اور پیشاب کو جراثیم سے پاک ڈبے میں ڈال دیں۔ بیگ کو ڈبے کے اندر والے حصے سے نہ لگتے دیں۔	 5 ڈبے کا ڈھکن فوراً لگا کر اچھی طرح بند کر دیں۔
---	--	--	---	---

پیشاب جمع کرنے والے پیڈ

 1 نمونہ لینے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔	 2 پیڈ کو ڈانپر کے اندر رکھیں اور بچے کو معمول کے مطابق ڈانپر پہنائیں۔ ہر 10 منٹ بعد دیکھیں کہ پیڈ گیلا ہوا ہے یا نہیں۔ پیڈ کو 30 منٹ سے زیادہ نہ رہنے دیں، کیونکہ اس سے نمونے میں جراثیم جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔	 3 ہر 30 منٹ بعد نئے پیڈ کا استعمال کر کے اس عمل کا آغاز کریں، یا اگر بچے نے پاخانہ کر دیا ہو تو فوراً نیا پیڈ لگائیں، جب تک بچہ کسی میں پیشاب نہ کر لے۔
 4 پیڈ ہٹانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں۔ دی گئی سرنج سے پیڈ میں موجود پیشاب نکالیں اور اسے جراثیم سے پاک ڈبے میں ڈال دیں۔ سرنج کو ڈبے کے اندر والے حصے سے نہ لگائیں۔	 5 ڈھکن کو فوراً ڈبے پر لگا کر اچھی طرح بند کر دیں۔	 6 روٹی، جالی دار کپڑے یا کسی اور قسم کے پیڈ استعمال نہ کریں، کیونکہ ان سے ٹیسٹ کے نتائج متاثر ہو سکتے ہیں۔

عام ہدایات

- اور اس کے استعمال کا طریقہ سمجھایا ہو۔ ان کی تمام ہدایات پر عمل کریں جو آپ کو دی گئی ہوں۔
- ڈبے کے اندر والے حصے کو ہاتھ نہ لگائیں، اور کوشش کریں کہ بچے کی شرمگاہ بھی ڈبے کے کسی حصے کو نہ چھوئے۔
- اگر آپ کے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ماہر نے کہا ہو تو نمونہ جمع کرنے سے پہلے ڈبے پر لیبل لگا دیں۔

- نمونہ لینے سے پہلے بچے کی شرمگاہ کے حصے کو اچھی طرح صاف اور خشک کریں۔
- پیشاب کا نمونہ لینے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔
- جراثیم سے پاک ڈبہ اس وقت تک نہ کھولیں جب تک آپ نمونہ لینے کے لیے تیار نہ ہوں۔
- صرف وہی پیڈ یا بیگ استعمال کریں جو آپ کے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے نے آپ کو دیا ہو

معلومات کا خلاصہ

پیشاب کا نمونہ لینے والے آلات استعمال کرتے وقت ہدایات پر احتیاط سے عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟

صحیح طریقے سے ہدایات پر عمل کرنے سے نمونے میں جراثیم شامل نہیں ہوتے، جس سے ٹیسٹ کے نتائج زیادہ درست آتے ہیں۔

کیا میں گھر کا کوئی جار یا ڈبہ استعمال کر سکتا/سکتی ہوں؟

آپ کو پیشاب کا نمونہ لینے کے لیے وہی ڈبہ استعمال کرنا چاہیے جو آپ کے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ماہر نے آپ کو دیا ہے۔

کیا اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں نمونہ کب جمع کروں؟

کوشش کریں کہ پیشاب کا نمونہ اپنی مقررہ ملاقات کے قریب ترین وقت میں جمع کریں تاکہ نمونہ بہترین معیار کا ہو۔

پیشاب کا نمونہ

واپس کرنے کے لیے مشورے

✓ نمونہ جلدی سے واپس کریں۔ کوشش کریں کہ اسے دو گھنٹے کے اندر اپنے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے پاس پہنچا دیں۔

اسے ٹھنڈی جگہ پر رکھیں

✓ اگر آپ نمونے کو فوراً نہیں لے جا سکتے تو ڈبے کو پلاسٹک کے تھیلے میں رکھ کر فریج میں رکھ دیں، جب تک اسے واپس نہ لے جا سکیں۔

نمونہ جمع کرانے کا آخری وقت ضرور معلوم کریں۔

✓ پوچھیں کہ نمونہ جمع کروانے کا آخری وقت کیا ہے، تاکہ نمونہ اسی دن لیبارٹری پہنچ سکے۔

صرف خاص

جراثیم سے پاک ڈبے استعمال کریں

✓ کچھ ڈبوں میں ایک محفوظ کرنے والا پاؤڈر ہوتا ہے اور ان پر بھرنے کی حد کی ایک لکیر بنی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ پیشاب اس لکیر تک بھریں، لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو جتنا پیشاب ممکن ہو اتنا جمع کر لیں۔



مزید معلومات
کے لیے یہاں
اسکین کریں