



TARGET


Keep Antibiotics Working





Jak pobrać próbkę moczu przy użyciu wkładek lub woreczków do pobierania moczu

U niemowląt i małych dzieci

Worki do pobierania moczu

1 	2 	3 	4 	5 
Umyj ręce wodą z mydłem przed pobraniem próbki i po jej pobraniu.	Umyj i osusz okolice narządów płciowych dziecka.	Dokładnie przyklej woreczek do skóry wokół narządów płciowych, a następnie załóż pieluchę.	Gdy dziecko skończy oddawać mocz, umyj ręce, delikatnie zdejmij woreczek, odetnij róg i wlej mocz do sterylnego pojemnika. Nie pozwól, żeby woreczek dotknął wnętrza pojemnika.	Natychmiast zamknij pojemnik pokrywką i dokręć ją ciasno.

Wkładki do pobierania moczu

1 	2 	3 
Umyj ręce przed i po pobraniu próbki.	Włóż wkładkę do pieluszki, aby dziecko nosiło ją jak zwykle. Co 10 minut sprawdzaj, czy wkładka jest mokra. Nie należy pozostawiać wkładki dłużej niż 30 minut, ponieważ zwiększa to ryzyko przedostania się drobnoustrojów do próbki.	Rozpocznij proces od nowa, używając nowej wkładki co 30 minut lub gdy dziecko zrobi kupkę, aż dziecko odda mocz na jedną z nich.
4 	5 	6 
Przed wyjęciem wkładki należy umyć ręce. Za pomocą dołączonej strzykawki należy pobrać mocz z wkładki i przenieść go do sterylnego pojemnika. Nie należy dotykać strzykawką wewnętrznej powierzchni pojemnika.	Nałóż pokrywkę na pojemnik natychmiast i mocno ją dokręć.	Nie używaj bawełnianych gazików, gazy ani żadnej innej wkładki, ponieważ mogą one wpłynąć na wyniki badania.

Ogólne wskazówki

- Przed pobraniem próbki **należy umyć i osuszyć narządy płciowe dziecka.**
- **Przed pobraniem próbki moczu i po jej pobraniu** należy zawsze umyć ręce wodą z mydłem.
- **Nie otwieraj sterylnego opakowania** aż do momentu, gdy będzie można pobrać próbkę.
- **Należy używać wkładek lub worków tylko wtedy,** gdy pracownik służby zdrowia

przekazał Ci je i wyjaśnił, jak z nich korzystać. Postępuj zgodnie z wszelkimi instrukcjami, których Ci udzielił.

- **Należy unikać dotykania wnętrza pojemnika i nie dopuścić do tego,** by genitalia dziecka miały kontakt z jakąkolwiek jego częścią.
- Jeśli pracownik służby zdrowia poprosił Cię o to, **oznacz pojemnik przed pobraniem próbki.**

Informacje podsumowujące

Dlaczego podczas korzystania z przyborów do pobierania próbek moczu należy dokładnie przestrzegać instrukcji?

Prawidłowe wykonanie tych czynności pozwala zapobiec przedostaniu się drobnoustrojów do próbki, co sprawia, że wyniki są bardziej wiarygodne.

Czy mogę skorzystać ze słoika lub pojemnika z domu?

Do pobrania próbki należy użyć pojemnika, który otrzymano od pracownika służby zdrowia.

Czy ma znaczenie, kiedy pobiorę próbkę?

Postaraj się pobrać próbkę jak najbliżej terminu wizyty, aby uzyskać próbkę jak najlepszej jakości.

Zeskanuj ten kod, aby uzyskać więcej informacji



Wskazówki dotyczące zwrotu próbki moczu

- ✓ **Szybko zwróć próbkę.** Jak najszybciej zanieś ją do swojego lekarza – najlepiej w ciągu dwóch godzin.
- ✓ **Przechowuj ją w chłodnym miejscu.** Jeśli nie możesz szybko dostarczyć próbki, włóż ją do plastikowej torebki i przechowuj w lodówce, dopóki nie będziesz w stanie tego zrobić.
- ✓ **Sprawdź godziny odbioru** Zapytaj, o której godzinie można dostarczyć próbkę najpóźniej, aby dotarła do laboratorium jeszcze tego samego dnia.
- ✓ **Korzystaj ze specjalnych sterylnych pojemników.** Niektóre pojemniki zawierają proszek konserwujący oraz mają zaznaczoną linię napełnienia. Postaraj się napełnić pojemnik do linii, ale jeśli nie da się, po prostu zbierz tyle moczu, ile zdołasz.